

CJCLOMED

Il **nuovo Dispositivo medico CJCLOMED** è stato progettato per l'esercizio terapeutico degli arti inferiori e/o superiori. Le dimensioni ridotte e compatte permettono uno spostamento e trasporto facilitato. Consente l'allenamento in modalità passiva, assistita e attiva rendendolo adatto a pazienti con ridotta mobilità, in fase di riabilitazione post operatoria, neuromotoria e cardiovascolare.



CJCLOMED

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Modalità di funzionamento:

Passiva: movimento guidato del pedale/manopola con motore elettrico (senza sforzo muscolare) regolabile da 6 a 60 giri al minuto.

Assistita: il motore assiste il paziente nel movimento quando la forza applicata non è sufficiente.

Attiva/resistiva: allenamento contro resistenza regolabile da 1 a 9 intensità

Display e interfaccia utente:

Interfaccia utente intuitiva con selezione programmi terapeutici

Sicurezza:

Sensori di rilevamento spasmi o contrazioni involontarie (blocco automatico)

Avvio/stop graduale

Cinturini di fissaggio per piedi e mani

Struttura:

Telaio robusto in acciaio/alluminio con base stabile antiscivolamento

Certificazione:

Dispositivo medico di classe I - Direttiva 93/42/CE



Profondità	45 cm
Larghezza	35 cm
Altezza	53 cm
Peso	16 kg

ACCESSORI OPZIONALI:



Supporto polpaccio



Impugnatura verticale per manopole



Cinghie di bloccaggio